

# HIFU

(High Intensity  
Focused Ultrasound)

**CONTLEX**



pharmaesthetics®





Ao emitir os raios de ultrassom de alta intensidade, pontos de coagulação térmica são formados de forma fracionada num plano profundo da pele, atingindo a estrutura profunda da derme, gordura subcutânea, tecido fibroso da camada de gordura e SMAS - gerando colágeno por meio da cicatrização e no período de 2 a 24 semanas observa-se o efeito lifting e de tightening.

# ESTIMULE A PRODUÇÃO DO SEU COLÁGENO NATURAL



## HIFU Contlex®

Equipamento de última geração.

Reduza a flacidez, sem a necessidade de realizar uma intervenção cirúrgica.

### ULTHERAPY E LIFTING FACIAL NÃO INVASIVO

A energia do ultrassom de alta intensidade aquece e destrói as células desnecessárias do rosto ou corpo para redução, levantamento, endurecimento e melhora das rugas da pele.

Temperatura de **65 a 70 graus**, que permitem amenizar rugas, linhas de expressão e a falta de rigidez da pele do rosto e do pescoço de forma imediata e eficaz, com até **6 meses** de efeitos fisiológicos sem necessidade de cirurgia.

### ESTÍMULO DE COLÁGENO

Proporciona lifting das sobrancelhas, lifting e tightening do tecido flácido do pescoço e da papada (melhora a flacidez dos tecidos submentonianos), lifting e tightening da pele do pescoço e do colo (área do decote) **HIFU Contlex** atua em diversos planos da pele, conseguindo chegar até a derme mais profunda.



### CARTUCHOS DE 12.000 DISPAROS E ENERGIA DE ATÉ 3J/CM

Influencia as camadas mais profundas da pele e o nível SMAS (Sistema Muscular Aponeurótico Superficial – estrutura de suporte da face). As altas temperaturas geram lesões que promovem o processo cicatricial e a formação de novas fibras de colágeno. Diminui o tempo dos atendimentos e entrega agilidade e praticidade nos agendamentos. **Possui um sistema de calibração que garante extrema segurança para os pacientes.**


(A maioria das máquinas do mercado possui energia de até 2J/cm).

Pode ser aplicado no rosto e no pescoço, também apresenta efeitos muito bons para braços, abdome, glúteos e coxas. Na face, traz uma melhora estética bonita, leve e natural.

## EFEITOS DA TEMPERATURA NA PRODUÇÃO DO COLÁGENO.



## HEATING TARGET AREA.



## LIFTING FACIAL NÃO INVASIVO.

Rapidez, precisão, segurança e eficiência nos tratamentos de flacidez.

- Energia de ultrassom focalizado de alta intensidade.
- Energia HIFU fracionada para profundidade fixa.
- Induz dano térmico (termocoagulação) em estruturas profundas (derme e SMAS).
- Criação de colágeno gradualmente durante vários meses.




> **1.5mm**: estímulo de colágeno para o tratamento de linhas finas na face, ao redor dos olhos e na boca.

> **3.0mm**: ativa a neocollagenese para o tratamento de flacidez.

> **4.5mm**: efeito lifting não invasivo, reduzindo o sulco nasogeniano e melhorando o contorno facial.

## 1 DIA APÓS O PROCEDIMENTO



**7 MHz-3.0mm**: the result of penetration depth and focus size. Thirtyfold enlarged photo.

**7 MHz-1.5.0mm**: the result of penetration depth and focus size. Thirtyfold enlarged photo.

Conheça  
nossa fábrica



pharmaesthetics.com.br  
IG: @pharmaesthetics\_official  
atendimento@pharmaesthetics.com.br  
tel/ wpp: 11 2306 8481