

visalift®
by pharmaesthetics®



Ultrassom focalizado para tratamento não invasivo de pequenas e grandes áreas com resultados imediatos e de longa duração.

Tecnologia capaz de atender uma ampla demanda estética facial e corporal.

Uma alternativa segura para tratamentos das áreas mais sensíveis com alta precisão.

Tecnologia exclusiva **ONE HOLE**: menor energia e maior segurança para melhores resultados.


pharmaesthetics
WE CARE



Precisão na aplicação em áreas menores devido ao design tipo caneta (cartucho): produto ideal para tratar áreas menores, de difícil acesso e regiões mais delicadas.

Alto estímulo de colágeno, eliminando a flacidez das áreas da face e corpo.

Resultados imediatos e progressivos apresentados por meio do estímulo de colágeno produzido pela tecnologia.

Indolor: sem necessidade de aplicação de cremes anestésicos, permitindo tratamentos mais rápidos com maior agilidade no atendimento.




Excelente alternativa para ser associada a outros tratamentos estéticos.

2X


Capacidade de realizar 2x mais tratamentos com um único cartucho e com excelente retorno sobre o investimento.



Segurança adicional: se o movimento da aplicação for interrompido, a saída de energia é bloqueada automaticamente.




Diferentes calibres de cartuchos para tratamentos corporais e faciais.



Até 7 pontos de coagulação por segundo.

1 ponto/segundo;
3 pontos/segundo;
7 pontos/segundo

Energia uniforme e estável do primeiro ao último disparo.



200.000 disparos válidos por cartucho: mais economia.

Variedade de cartuchos: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm, 8,0 mm, 13 mm Possibilita alcançar até a camada mais profunda da derme garantindo uma coagulação precisa dos pontos tratados.



2 sensores diferentes para sua segurança:

Hall Sensor & Gyro Sensor

Controle de saída de energia e controle de temperatura (máximo de 43oC)